

視野拡大レンズ

マイナスレンズの像の縮小効果を利用。
一旦全体の状況を把握したい時(お買い物や、初めて入る役所や
オフィス、交差点、ATM、改札口など)に便利なレンズです。



視野狭窄により見えづらい状態



レンズをかざすことで、全体を把握

3種類をご用意

-4.00D

-8.00D

-12.00D

視野拡大のイメージ
40cmの距離にレンズを置いた場合

-4.00D

注視野は**2.65**倍に広がる

-8.00D

注視野は**4.30**倍に広がる

-12.00D

注視野は**5.96**倍に広がる

3種類の選択例

視力が保たれている場合は

-12.00Dの強度レンズで視野を広くしていただき
視力低下が起こっている場合はあまり強度にすると
認識ができないので

-4.00Dの弱度レンズを選ばれます。

注意点

視野は広がりますが縮小しますので文字は小さく
なります。ある程度視力が保たれている必要がある
かと思います。

歩きながらの使用は危険です。



ケースストラップ付です



お怪我をしないように深く
角を落としています

使用方法



ストラップで首から下げます



レンズのフチを持っていただき



目の前にかざしていただきます



ゆっくりと眼から離していただくと
視野が広がっていきます

視野拡大レンズ

-4.00D

-8.00D

-12.00D

価格3種とも：**3,000**円+税

商品に関するお問い合わせは _____

〈販売元〉 **オグウ眼鏡店** 営業統括本部担当：畑野

TEL: **03-3288-2230** FAX: **03-3263-5337**